

Đà Nẵng, ngày 18 Tháng 04 Năm 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công Ty

Trung Tâm Y Tế Quận Liên Chiểu đang có nhu cầu mua sắm các sản phẩm để phục vụ công tác chuyên môn. Chúng tôi rất mong Quý Công Ty chào giá các sản phẩm sau:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính
1	Test HbA1c	Hộp bao gồm túi que thử, thanh code chip để nhận diện số lot của hộp test, ống đệm để hòa mẫu. Mỗi túi có que thử dạng khay màu đen và kim lấy máu, trên que thử có công nhận mẫu, có mẫu chứng. Mẫu sử dụng: máu mao mạch hoặc máu tĩnh mạch. Kết quả được hiển thị trên máy đọc AlcCare (SD Biosensor) với 2 thông số: HbA1c và Hemoglobin tổng số.	Test
2	Test thử thai	Dụng cụ phát hiện thai giúp phát hiện thai sớm (sau giao hợp 7 -10 ngày) một cách chính xác và thuận tiện.	Hộp
3	Anti A	Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A500100 (1,0ml)	Lọ
4	Anti B	Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai B500100 (1,0ml)	Lọ
5	Anti AB	Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti -A A -5E10; Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti B B-2D7 (1,0ml)	Lọ
6	Anti D (Rho)	Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti -D BS225 (1,0ml)	Lọ
7	Test HCV	Định tính kháng thể của virus viêm gan C trong huyết thanh hay huyết tương ở người - Độ nhạy tương đối: 100 % - Độ đặc hiệu tương đối: 99 % - Giới hạn phát hiện: 2.0 s/CO	Test
8	Đai số 8	Làm từ vải cotton, mút xốp. Có khóa Velcro. Dùng cố định khi chấn thương gãy xương đòn, trật khớp cùng đòn, vỡ xương bả vai, trật khớp ức đòn. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL, XXL.	Cái
9	Nẹp bóng chày	Làm từ nhôm và đệm mút, thiết kế theo tư thế điều trị. Dùng cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương.	Cái

10	Nẹp chống xoay dài (NL-TE)	Làm từ đệm mút, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot, khóa Velcro. Khuôn nhựa đúc theo tư thế điều trị. Sử dụng sau phẫu thuật, sau chấn thương cổ xương đùi, chống co đầu gối. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL.	Cái
11	Nẹp cổ cứng các cỡ	Có khóa Velcro, thiết kế gồm 2 mảnh riêng biệt. Hỗ trợ sơ cứu chấn thương đốt sống cổ, treo cổ hoặc căng cổ quá mức, hỗ trợ sau phẫu thuật đốt sống cổ. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L.	Cái
12	Nẹp cổ mềm (size 8)	Làm từ mút xốp mềm, nhẹ và thoáng khí, vải, khóa Velcro. Dùng cho các trường hợp chấn thương nhẹ, hạn chế vận động. Chiều cao 8cm.	Cái
13	Nẹp gối	Làm từ vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa Velcro và hệ thống thanh nẹp hợp kim nhôm được phân bố theo tư thế điều trị. Dùng sơ cứu cố định sau chấn thương, sau phẫu thuật khớp gối, gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL.	Cái
14	Nẹp đêm	Làm từ bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân	Cái
15	Nẹp cố định khớp ngón tay	Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm. Có thể uốn để giữ ngón tay ở đúng vị trí chức năng khi sử dụng. Dùng cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên.	Cái

Thời gian gửi báo giá: Chậm nhất đến hết ngày 05 tháng 05 năm 2022

Địa chỉ nhận báo giá: Khoa Dược – Trung Tâm Y Tế Quận Liên Chiểu, Số 525 Tôn Đức Thắng, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VT

GIÁM ĐỐC



BS. Lê Văn Sỹ